

## ЙОДОПЕН. ДЕЙСТВУЕТ МЯГКО И ЭФФЕКТИВНО



Внутриматочные пенообразующие суппозитории широкого спектра антимикробного действия, для профилактики и лечения послеродовых эндометритов



= 1,5 г повидон-йод


- Отсутствует привыкание микроорганизмов
- Обильное пенообразование обеспечивает максимальное соприкосновение действующего вещества с эндометрием
- Не раздражает слизистую оболочку матки

Используйте комплексный подход в лечении воспалительных процессов матки: при острых послеродовых эндометритах, после родовспоможения при осложненных и патологических родах, оперативного отделения последа, абортов

### СХЕМА №1

Минимальные ограничения по молоку

**ЙОДОПЕН**    **УТЕРОТОН**    **ЦЕФТОНИТ**  
(антибактериальный препарат)



Йодопен  
1 суппозиторий  
внутриматочно  
2 раза с интервалом  
24 часа\*

Утеротон  
10 мл  
1 раз в сутки  
до 3 дней

Цефтонит  
1мл/50кг  
1 раз в сутки  
3-5 дней

### СХЕМА №2

Выгодный и короткий курс лечения

**ЙОДОПЕН**    **УТЕРОТОН**    **НИТОКС 200**  
(антибактериальный препарат)



Йодопен  
1 суппозиторий  
внутриматочно  
2 раза с интервалом  
24 часа\*

Утеротон  
10 мл  
1 раз в сутки  
до 3 дней

Нитокс 200  
1 мл/10 кг  
1 однократно  
(при необходимости  
повторить через 72 часа)

Проводите эффективную и безопасную профилактику эндометритов!

**ЙОДОПЕН**    **УТЕРОТОН**



Сразу после отделения последа  
Йодопен 1 суппозиторий однократно,  
Утеротон 10 мл 1 раз в сутки 2-3 дня

Рекомендуем применять совместно с гелем для ветеринарных манипуляций на основе природных компонентов - **Гелерон**

**Гелерон**  
Легкость скольжения



250 мл  
5 л

\* При закрытии шейки матки рекомендуется использовать Йодопен в растворённом виде в тёплой стерильной воде объёмом 150-200 мл с помощью катетера.